

貴社依頼番号

抗菌・かび・抗ウイルス試験依頼書（兼指図書）

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN

<WEB>

<https://www.boken.or.jp/>

試験基準

2020 年 8 月 24 日

依頼者	会社名	ボーケンラボ		TEL	(06) 6577 - 0157	報告書言語	日本文 ・ 英文
	部課名	品質管理室		FAX	(06) 6577 - 0160	発行形式	一括 ・ 分割 ()
	住所〒 552-0021 大阪市港区築港1丁目6番24号	依頼担当者	紡検		発行部数	正 1 部・副 部・控 部	
	品名・品番	抗菌・抗ウイルス 【無加工】 抗菌・抗ウイルス 【加工】		組成	残 試 料		返 却 ・ 不 要
試験料	試験項目		試験方法	試験菌株	試験前処理	点数	備考
	抗菌・抗ウイルス		JIS L 1902 定量法 菌液吸収法	黄色ぶどう球菌 肺炎桿菌 MRSA 大腸菌 緑膿菌 モラクセラ菌	(洗濯・耐水・耐光 など)		
	プラスチック製品等		JIS Z 2801 フィルム密着法 (板状・フィルム状 など) JIS K 6400-9 (スポンジなど軟質発泡材料) SIAA シェーク法	黄色ぶどう球菌 大腸菌	耐水:2 耐光:1	2	
	除菌試験		ウェットワイパー類 スポンジ除菌 住宅用合成洗剤 石けん	黄色ぶどう球菌 大腸菌			

試験料名欄には、Lot No等 試験報告書に反映すべき項目がありましたらご記入ください
報告書発行後は、試験料名の変更はできませんのでご注意ください

「依頼者」と異なる場合、ご記入ください

注意事項をよくお読みください

試験試料について (該当する場合は○をご記入ください)

1 各協議会へのマーク申請 (提出)



申請有 (提出用) ※

※マーク申請用の場合、サンプル不足では試験をお請けすることができませんのでご注意ください。

※下記を参考に左の試験前処理欄にご記入ください。(各試験毎にご記入をお願い致します。)

2 試験面・試験部位などの指定



指定有 ※

※指定内容 (試験面やパーツなど) を下の空白欄にご記入下さい。

各協議会が規定している
耐久性処理 (試験前処理) 条件

・SEKマーク (洗濯処理) の場合

標準洗濯法 ≪0・3・5・10回≫

高温加速洗濯法 ≪0・5・10・50回≫

・SIAAマーク (耐水処理・耐光処理) の場合

耐水 ≪0・1・2・3≫

耐光 ≪0・1・2≫

試験面 : 表面

保護フィルムを剥がして試験実施

保護フィルムを貼っている等
注意事項がある場合は、詳細をご記入ください

試験項目	試験方法	試験菌株	試験前処理	点数	備考
細菌 (バクテリア)	抗菌・抗ウイルス	JIS L 1902 定量法 菌液吸収法	黄色ぶどう球菌 肺炎桿菌 MRSA 大腸菌 緑膿菌 モラクセラ菌	(洗濯・耐水・耐光 など)	
細菌 (バクテリア)	抗菌・抗ウイルス	JIS L 1902 定性法 ハロー法			
細菌 (バクテリア)	抗菌・抗ウイルス	JIS Z 2801 フィルム密着法 (板状・フィルム状 など) JIS K 6400-9 (スポンジなど軟質発泡材料) SIAA シェーク法	黄色ぶどう球菌 大腸菌	耐水:2 耐光:1	2
細菌 (バクテリア)	抗菌・抗ウイルス	繊維 JIS R 1702 プラスチック JIS R 1752	黄色ぶどう球菌 肺炎桿菌 大腸菌	照度 ()	
細菌 (バクテリア)	抗菌・抗ウイルス	ウェットワイパー類 スポンジ除菌 住宅用合成洗剤 石けん	黄色ぶどう球菌 大腸菌		
かび	抗菌・抗ウイルス	JIS L 1921 抗かび試験	クロコウジカビ アオカビ クロカビ 白癬菌		
かび	抗菌・抗ウイルス	JIS Z 2911 かび抵抗性	繊維製品等 湿式法 ・ 乾式法 プラスチック製品等 A法 ・ B法 木竹製品 ・ 皮革		
かび	抗菌・抗ウイルス	かびハロー試験			
ウイルス	抗菌・抗ウイルス	JIS L 1922 ISO 18184	A型インフルエンザウイルス (H3N2) ネコカリシウイルス	耐水:2 耐光:1	2
ウイルス	抗菌・抗ウイルス	ISO 21702			
結果の写真					
その他の試験規格など					
内部処理欄	受付担当者	受付責任者 試験指図	発行担当者	発行責任者	出来上り予定日
内部処理欄					1. 発 送 2. FAX 3. メール
内部処理欄					連絡先
内部処理欄					連絡者
内部処理欄					返却 ・ 無
内部処理欄					1. 郵 送 2. 宅配便 3. 引 取 4. 持 参

試験回数は提出試料の範囲内で行う

※納入先等へ情報を公開する場合があります

請求確認

試験番号

バーコードシール添付時は、試験番号の記入は不要